

**СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОКЛАВА В – КЛАССА JNB KRONOS С АНАЛОГИЧНЫМИ
МОДЕЛЯМИ ИТАЛЬЯНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА.**

№ п/п	Наименование	JNB KRONOS	EURONDA	MOCOM
1. Общие требования				
1.1.	Регистрационное удостоверение Минздрава России	Наличие	Наличие	Наличие
1.2.	Сертификат соответствия Госстандарта России	Наличие	Наличие	Наличие
1.3.	Срок службы оборудования, не менее (лет)	7	5	5
1.4.	Серийный выпуск оборудования, не менее (лет)	40	15	25
1.5.	Монтаж, обучение персонала на месте	Наличие	Отсутствие	Отсутствие
1.6.	Инструкция по эксплуатации на русском языке	Наличие	Наличие	Наличие
1.7.	Гарантийное обслуживание, не менее (месяцев)	18	12	12
Технические характеристики				
2.	Автоматический электронный вакуумный автоклав для стерилизации твердых, полых и пористых упакованных и неупакованных инструментов и материалов	В - класс	В - класс	В - класс
	Самодиагностика и тестирование	Наличие	Наличие	Наличие
	Полностью автоматический электронный вакуумный автоклав с многоступенчатым начальным вакуумом и многоступенчатой вакуумной сушкой (от 3 до 7 ступеней в зависимости от выбранного режима)	Наличие	только 3-х ступенчатый начальный вакуум	только 3-х ступенчатый начальный вакуум
	Комплектуется 4 лотками и держателем позволяющим использовать 3 кассеты	Наличие	Наличие	Наличие
	Электронная, электромеханическая и автономная механическая системы предотвращения нештатных ситуаций	Наличие	только электронная и автономная	только электронная и автономная
	Self Checking System - система полного самоконтроля и диагностики всех параметров автоклава	Наличие	Система INSPECTION	Стандартная система контроля
	Вакуумный тест	Наличие	Наличие	Наличие
	Система температурного контроля	Наличие	Наличие	Наличие
	5 тестовых программ: - SELF-CHECKING SYSTEM; - VACUUM-TEST; - HELIX-TEST; - BOWIE&DICK-TEST, - EMERGENCY CYCLE – аварийный режим	5 тестовых программ наличие аварийного режима	3 тестовые программы	2 тестовые программы
	Удобное, интуитивно понятное русскоязычное меню	Наличие	Отсутствие	Отсутствие
	Десять программ, позволяющих выбрать наиболее подходящие условия стерилизации	Наличие	5 программ	11 программ
	Многоступенчатая вакуумная сушка (от 3 до 7 ступеней)	Наличие	2 ступени	2 ступени

	Встроенный термопринтер и разъем для внешнего принтера	Наличие во всех моделях	не во всех моделях	не во всех моделях
	ИНЖЕКТОРНЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР	Наличие	Отсутствие	Отсутствие
	Функция запоминания циклов и возможность их распечатки	Наличие	Наличие	Наличие
	Бактериологический фильтр	Наличие	Наличие	Наличие
	Встроенная система смешивания отработанного пара с атмосферным воздухом	Наличие	Отсутствие	Отсутствие
	Специальный порт для подключения программного обеспечения, позволяющий проводить диагностику	Наличие	Наличие	Наличие
	Большой графический дисплей	Наличие	Наличие	маленький, дисплей
	Возможность подключения запоминающего устройства STS-DATA Logger	Наличие	Наличие	Наличие
	Раздельные емкости чистой и отработанной воды	Наличие	Наличие	Наличие
	Возможность подключения деионизатора воды, позволяющего производить наполнение емкости чистой воды.	Наличие	Наличие	Наличие
	Возможность подключения к системе канализации для обеспечения автоматического слива отработанной воды	Наличие	Наличие	Наличие
	Система блокировки двери автоклава во время цикла стерилизации (притяжной электромагнитный замок)	Наличие	Отсутствие	Отсутствие
	Тройная система защиты: автономный защитный клапан, защитный термостат, система электронного отключения при нештатной ситуации	Наличие	двойная система	двойная система
	Стерилизация упакованных и неупакованных материалов	Наличие	Наличие	Наличие
	Стерилизации стоматологических наконечников	Наличие	Наличие	Наличие
	Управление – автоматическое	Наличие	Наличие	Наличие
	Масса, не более, кг	50	55	54 - 62
	Габариты полезного пространства камеры, не менее мм	185 x 165 x 385	наличие	меньше
	Количество лотков, не менее	4	4	4
	Объем камеры (литров)	18 / 23	18 / 24	17 / 22
	Масса загрузки неупакованных материалов, не менее кг	6	4,5	4,5
	Масса загрузки упакованных материалов, не менее кг	2	1,5	1,5
	Потребляемая мощность, не более Вт	2400	2400	2300
	Уровень шума, не более дБ	53	53	53
	Параметры сети В/ Гц	230 /50	230 /50	230 /50
	Класс электробезопасности – 2	Наличие	Наличие	Наличие
	Габаритные размеры, не более мм	505 x 400 x 690	450x445x670	480 x 420 x 660